



Uživatelský manuál

Sitter sedadlo





VAROVÁNÍ: VYVARUJTE SE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ VYPADNUTIM NEBO VYKLOUZNUTIM DÍTĚTE ZE SEDADLA.

NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU.

VŽDY MĚJTE DÍTĚ NA DOHLED.

DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBY.

BEZPEČNOST DĚTÍ JE VAŠE ODPOVĚDNOST.

VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY.

ZAJISTĚTE POPRUHY TĚSNĚ.

VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE JSOU BLOKOVACÍ KOLEČKA ZAMČENÁ, KDYŽ JE ZÁKLADNA USTÁLENÁ.

PŘEDCHÁZEJTE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI - NEPOUŽÍVEJTE V MOTOROVÝCH VOZIDLECH.

Části

- 1 Sitter s připevněným popruhem
- 1 hrudní pás
- 1 rozkrokový popruh
- 1 popruh kolem pasu
- 1 sekundární připevňovací pásek

Univerzální
upevňovací pásy



5 způsobů, jak používat Sitter

*Zajistěte Sitter v níže uvedených aplikacích pomocí univerzálních připevňovacích popruhů



Na židli



Mobilní základna



Mobilní základna s
kolečky




Měkká základna



V židlích

SITTER FIXACE A PŘIPOJENÍ

Schéma zapojení



Fixace zapojená



Hrudní popruhy
Pětibodový pás

Tříbodový pánevní postroj
Pásové a rozkrokové popruhy

Upevňovací pásek
Připevnění na židli atd.



INSTALACE PÁNEVNÍHO POSTROJE



Krok 1
Rozkrokový popruh nahoru
přes spodní středový otvor.



Krok 2
Pravý pásový pás nahoru
přes pravý otvor.



Krok 3
Levý pásový popruh nahoru
přes levý otvor.



Krok 4
Spona klipu.

INSTALACE HRUDNÍHO POSTROJE



Krok 1
Odepněte pravý hrudní pás
a protáhněte jej přes levý
ramenní otvor.




Krok 2
Navlékněte pásku kolem
zad a ven z pravého ramenního
otvoru.



Krok 3
Připněte k horní části
pravého ramenního
popruhu.



Krok 4
Odepněte pravý boční po-
pruh a protáhněte popruh
levým otvorem u pasu.



Krok 5
Závěťový pásek pod
rozkrokovou smyčkou a
nahoru a ven z pravého



Krok 6
Znovu nasadte hrudní
sponu na spodní část pravé
strany postroje na hrudi.

INSTALACE POPRUHŮ




Krok 1
Navléčte popruh přes levou
stranu.




Krok 2
Popruh pod Sitterem upe-
vněte na horní části smyčky
a nahoru přes pravou

PŘÍPEVNĚNÍ POPRUHŮ


Připojení na židli




Přípevnění na dřevěnou základnu



Přípevnění k měkké základně



přípevnění ke kočárku EIO nebo Jogger



MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SITTER

Správné seřizovací techniky



Používejte kryty ramen, abyste zabránili oděření krku a obličeje vašeho dítěte o plastové spony.

Abyste zajistili správné umístění hrudního postroje na vaše dítě, ujistěte se, že hrudní pás leží uprostřed hrudníku (úroveň prsou).

Pánevní postroj má speciální zámek, který zabraňuje uvolnění pánevního pásu pro udržení správné polohy pánev.

Pánevní pás má jedno tlačítko pro rychlé uvolnění, které odemkne obě strany pánevního postroje pro rychlý a snadný přístup k vašemu dítěti.

Upravte délku rozkrokového popruhu tak, aby pánevní pás mohl ležet přes pánev. to zabrání položení pánevního pásu přes dolní část břicha.



Pánevní pás má speciální zámek, který jej udržuje na požadované délce. Pro nastavení výšky zatlačte na popruh a uvolněte zámek.

POLOHOVÁNÍ POLOHY 25 °

Všechny základny se mohou naklonit až o 25 °



Krok 1
Odepněte připevňovací popruhy.

Krok 2
Nastavte požadovaný úhel.

Krok 3
Upevňovací popruhy pro zajištění

LIMITED WARRANTY

Bergeron by Design warrants to the original retail purchaser of the Special Tomato® product, that if any part or component proves defective in material or workmanship within five years of the purchase date, the defective part will be repaired or replaced (at Bergeron by Design's discretion) free of charge. Warranty service may be performed by an authorized service center or (at Bergeron by Design's discretion) the factory.

This warranty does not cover normal wear and tear, or damage caused by accident or misuse.

To exercise this limited warranty, the user should first obtain a Return Authorization Number from the dealer the Special Tomato® product was purchased from. The product must be delivered charges pre-paid (UPS recommended) to the factory or to an authorized service center, together with a copy of the original invoice, the Return Authorization Number and a written description of the problem

ÚDRŽBA A PÉČE O PRODUKTY

Produkt Sitter je voděodolný a nepropustný, ale nenamáčejte jej. Pravidelně otírejte sedadlo jemným čistícím prostředkem. Chcete-li prodloužit životnost pravidelně odstraňujte nečistoty ze spon a popruhů.

PÉČE O POSTROJE:

Umístěte postroj do sítky na praní a perte v pračce studenou vodou a poté usušte na vzduchu.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Kontaktujte přímo svého prodejce - Petr Junek REHABIFLEXX.

OZNÁMENÍ:

Na produkty od dodavatele používejte pouze příslušenství a díly dodané dodavatelem - Petr Junek REHABIFLEXX. Speciální díly nejsou zaměnitelné s produkty jiných výrobců. Opotřebované díly okamžitě vyměňte kvůli bezpečnosti.

Your Sitter Seat is guaranteed to be free from any manufacturing defects for a period of 5 years from the date of purchase under normal use and provided it is used in compliance with the operating instructions. This warranty extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase. Please retain proof of purchase with this Limited Warranty.

Should a repair be needed please contact the retailer from whom the product was purchased.

PLEASE NOTE THAT THE WARRANTY WILL NOT BE APPLICABLE IF:

- A fault is the cause of misuse or poor maintenance.
- Repairs are carried out by a third party.
- The stroller is faulty due to general wear and tear which is the result of everyday use.
- A stroller is damaged as a result of an accident.
- The manufacturer is not satisfied that the stated warranty terms and conditions have been met.

IMPORTANT- WARRANTY WILL BE VOID IF DEFACED OR REMOVED



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**
GLOBAL CAREHAB
Holmstrupgaardvej 11
8220 Brabrand
Denmark
Tel: +45 24 65 55 50
Web: www.globalcarehab.com

Date:

Id:



Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

Tento NÁVOD K OBSLUZE byl vydán 1. 6. 2019.

*Dodavatel si vyhrazuje právo změn z důvodů
technického vývoje produktu a příslušenství.*

*Petr Junek - REHABIFLEXX, Winklerova 1668/2,
107 00 Praha 10, Dubeč, Česká republika, +420
773 033 101. Všechna práva vyhrazena.*



© 2009 Bergeron By Design

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Bergeron By Design shall not be liable for technical errors or omissions herein.