



Benutzerhandbuch Sitter Sitz



! WARNUNG:

VERMEIDEN SIE SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH HERAUSFALLEN ODER HERAUSRUTSCHEN.
VERWENDEN SIE IMMER DEN GURTEN (HOFTE UND KÖRPER)
LASSEN SIE IHR KIND NIE UNBEAUFICHTIGT.
KIND IMMER BEAUFICHTIGEN!
ZIEHEN SIE DIE GURTE STRAFF AN!
IMMER SICHER SEIN, DIE ROLLEN ZU SPERREN, WENN NICHT IN BEWEGUNG
WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLA
DIESES SITZ IST FÜR EIN KIND GEEIGNET.

Teile

- 1 x Sitter Sitz mit festgeschraubt befestigungsgurten für Rücken
- 1 x Körper urt
- 1 x Beckengurt
- 1 x Sekundär bestestigungsgurt für Sitz flache



5 WAY TO USE YOUR SPECIAL TOMATO® SITTER

*Use universal attachment straps to secure sitter in below applications



Auf Stuhl



Stationäre Basis



Mobile Basis




Bodensitz



In Kinderwagen

SITZGURT GEWINDE & ANSCHLÜSSE

Gurtdiagramm



Gurt installiert



BRUSTGURTE
5-PUNKT-GURT

3-PUNKT-GURT
TAILLEN- & SCHRITT-GURTE

BEFESTIGUNGSGURT
ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM
STUHL, USW.



MONTAGE BECKENGURT



Schritt 1
Schrittgurt nach oben durch die unterseite des unteren zentralen schlitzes



Schritt 2
Rechter hüftgurt nach oben durch den rechten schlit



Schritt 3
Linker hüftgurt nach oben durch den linken schlit



Schritt 4
Clip knicken

MONTAGE BRUSTGURT



Schritt 1
Lösen sie den clip des rechten brustgurtes und führen sie den gurt durch den linken schulter Schlitz




Schritt 2
Fädeln sie die gurte um den rücken und aus dem rechten schulter Schlitz



Schritt 3
Lassen sie den clip in die oberseite des rechten brustgurtes einrasten



Schritt 4
Entriegeln sie den rechten seitlichen gurt und führen sie den gurt in den linken hüftschlitz



Schritt 5
Fädeln sie die gurte unter der schlingen im schritt hindurch nach oben und in den rechten schlit



Schritt 6
Befestigen sie den brustclip erneut an der unterseite der rechten seite des brustgurtes



Schritt 1
Fädeln sie den gurt unten durch den linken hüftschlitz




Schritt 2
Fädeln sie den gurt unter dem sitz über der schlaufe nach oben zum rechten hüftschlitz


ATTACHMENT STRAP INSTALLATION

BEFESTIGUNG GURTE UND ANWENDUNGEN


BEFESTIGUNG AN EINEM STUHL




BEFESTIGUNG AUF EINER SPECIAL TOMATO® HOLZBASIS



BEFESTIGUNG AUF EINER SPECIAL TOMATO® BODENBASIS



BEFESTIGUNG AUF EINEM SPECIAL TOMATO® JOGGER, EIO ODER KINDERWAGEN



SITZGURT EINSTELLEN

Ordnungsgemäße Techniken zur Einstellung



Verwenden sie die schulterabdeckungen um zu verhindern, dass der hals und das gesicht ihres kindes von den kunst-

Zur ordnungsgemässen platzierung des brustgurt bei ihrem kind stellen sie sicher, dass der brustgurt in der mitte der brust liegt [auf höhe der brustwarzen].

Der beckengurt besitzt ein hebelschloss, das verhindert, das sich der beckengurt löst. Es gewährleistet eine ordnungsgemässe positionierung des beckens.

Der beckengurt verfügt über einen schnellspanner-knopf, der beides seiten des beckengurts entriegelt und ihnen den schnellen und einfachen zugriff auf ihr kind gewährleistet.

Stellen sie die länge des schrittgurts so ein, dass der beckengurt quer über dem becken liegen kann. Dadurch kann der beckengurt nicht über dem unterbauch liegen.



Der beckengurt besitzt ein hebelschloss, das seine gewünschte länge gewährleistet. Für wachstumsbedingte einstellungsänderungen drücken sie das gurtband nach oben, um

25° NEIGUNGS-LAGE

Alle basisteile können bis zu 25° geneigt werden



Schritt 1
Lösen sie die clips der befestigungsurte.

Schritt 2
Stellen sie den gewünschten winkel ein.

Schritt 3
Befestigen sie die befestigungsurte zur sicherung mithilfe der clips.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE ÜBER 2 JAHRE :

Bergeron by Design garantiert dem ursprünglichen Endabnehmer des Soft-Touch-Sitz-Produkts, dass, wenn sich irgendein Teil oder Bauteil defekt erweist oder innerhalb von fünf Jahren nach dem Kaufdatum in Material- oder Verarbeitungsfehler zeigen, das defekte Teil kostenlos repariert oder ersetzt wird (im Ermessen von Special Tomato's). Eine Reparatur aufgrund von Garantieansprüchen kann bei einem autorisierten Kundendienstcenter oder im Ermessen von Special Tomato erfolgen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß oder Schäden durch Unfall oder Missbrauch.

Zur Ausübung dieser eingeschränkten Garantie sollte der Benutzer zunächst eine Rücksendenummer von Special Tomato anfragen.

Das Produkt muss versandkostenfrei (UPS wird empfohlen) zusammen mit einer Kopie der Originalrechnung, der Rücksendenummer und einer schriftlichen Beschreibung des Problems an den Hersteller oder an ein autorisiertes Kundendienstcenter versandt werden.

PRODUKTPFLEGE

Special Tomato-Produkte sind undurchlässig für Flüssigkeiten, dürfen jedoch nicht untergetaucht werden. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel/Reiniger

um den Stuhl regelmäßigen Abständen abzuwischen.

Zur Verlängerung der Lebensdauer der Klettverschlussstreifen, kämmen Sie die Seite mit den Haken (harte Seite) aus, um Fusseln und andere Fremdkörper zu entfernen.

PFLEGE DES GURTES:

Geben Sie den Gurt zur Wäsche in der Waschmaschine in einen Netzbeutel und waschen Sie ihn bei 40 Grad, anschließend an der Luft trocknen lassen.

HINWEIS

Verwenden Sie nur Special Tomato -Zubehör und Teile für Special Tomato -Produkte. Special Tomato-Teile sind nicht mit Teilen von Produkten anderer Hersteller austauschbar. Tauschen Sie alle abgenutzten Teile sofort aus Sicherheitsgründen aus. © 2009 Bergeron By Design. with other manufacturers' products. Replace any worn parts immediately for safety.



WICHTIG - GARANTIE WIRD NICHTIG, WENN NICHT LESBAR ODER ENTFERNT

Ihr Sitzposter ist bei normalem Gebrauch entsprechend der Bedienungsanleitung für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem

Kaufdatum garantiert frei von jeglichen Herstellungsfehlern.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Endverbraucher und gilt nur mit einem entsprechenden Kaufbeleg. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg mit dieser eingeschränkten Garantie auf.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE GARANTIE NICHT ANWENDBAR IST, WENN:

- der Fehler die Ursache für Missbrauch oder schlechte Wartung ist.
- die Reparatur durch eine dritte Partei erfolgte.
- der Kinderwagen aufgrund von allgemeinem Verschleiß aufgrund der täglichen Verwendung Mängel aufweist.
- der Kinderwagen als Folge eines Unfalls beschädigt ist.
- der Hersteller ist nicht davon überzeugt ist, dass die angegebenen Garantiebedingungen erfüllt wurden.



MANUFACTURED BY:
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN:
USA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE:**



GLOBAL CARE AB
ROSENWANGS ALLE 32
8000 BIRKBY J
DENMARK
TEL: +45 24 65 50 50
WEB: www.globalcareab.com

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862



© 2009 Bergeron By Design

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bergeron By Design haftet nicht für technische Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.