

Soft Touch Sitter Base

BASE CON O SENZA RUOTE IN LEGNO

UTENSILI



cacciavite a stella grande



chiave a rullino

base in opzione



ROUTINE E STAFFE




COMPONENTI PER FISSAGGIO STAFFE

- Componenti
- 8 bulloni per ruotine
 - 8 dadi per ruotine


KIT PIEDINI IN SOSTITUZIONE ALLE RUOTINE

- Componenti
- 4 piedini
 - 4 rondelle di sicurezza
 - 4 dadi

DIMENSIONI 1,2,3



DIMENSIONI 4,5




MONTAGGIO DELLE STAFFE




Fissare le staffe alla base tramite le apposite viti.

MONTAGGIO DEI PIEDINI



Inserire i piedini nella base e fissarli tramite la rondella antisvitamento e il dado. Controllare che le viti siano ben serrate.

MONTAGGIO DELLE RUOTE



Assicurarsi che le ruote con i freni siano installate posteriormente.



MANUFACTURED BY
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE**

GLOBAL CAREHAB
ROSENVANGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK

TELEPHONE: +45 24 65 55 50
WEB SITE: www.globalcarehab.com

DATE OF MANUFACTURE:



fiveyear
warranty

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

© 2009 Bergeron By Design

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Bergeron bt Designs no será responsable de los errores técnicos u omisiones de este documento.